

PURISMA

等離子

眼瞼無痕懸吊技術



JET治療頭



SPOT治療頭

規格

尺寸 | 主體：28(W)30(D)11(H)cm | 手柄：24(W)4(D)5(H)cm

重量 | 主體：2.2kg | 手柄：0.2kg

電源輸入 | AC240V/60Hz

最大輸出功率 | SPOT：2.5W/JET：4.0W

生產商 | 韓國DAEYANG Medical Co., LTD

SPOT治療頭

需配合離子圓針
或幼針使用。

JET治療頭

收細毛孔
光澤感
蒸發毛囊油脂
荷爾蒙失調
引起的暗粒

幼針



離子纖微針

(Inject技術)

- 脫疣
- 表皮色素沉著
- 暗瘡治療

圓針



離子圓錐針

(Touch技術)

- 眼瞼提升
- 淡化皺紋

離子錐形針

(Space技術)

- 疤痕
- 妊娠紋

SPOT 治療頭

JET 治療頭



南明美容集團 香港
Asia Pacific Beauty Group (HongKong)



香港總公司熱線 2425 0188


12/F, The Cameron, No.33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

九龍尖沙咀金馬倫道33號12樓全層

General Tel: (852) 2425 0188 / 2425 0002 Fax: (852) 2425 0992

General Email: info@asiapacific-beauty.com

www.asiapacific-beauty.com



國內免費服務熱線 800 830 5782

深圳分公司

深圳市羅湖區紅嶺中路1018號三樓全層(荔園酒店)

Tel: (86-755) 2559 3388


Fax: (86-755) 2556 3380





能量傳遞至

皮膚不同層面





淨化表皮 疏通堵塞毛囊

JET治療頭可打開皮膚細胞的吸收渠道，令皮膚的吸收能力大大提升，同時減淡表皮色素沉澱。另外，在不損害表皮的情況下殺滅毛囊黴菌，解決因荷爾蒙失調引起的暗粒及硬實油脂粒，減低發炎風險。同時全面針對整個皮膚結構的治療，促進膠原蛋白再生，收緊毛孔，達到持久的最佳效果。



治療前



2次治療後

PURISMA

 等離子眼瞼無痕懸吊技術，以等離子的形式提供能量並轉移到皮膚不同層面，等離子SPOT點激技術仿如吊線，撫平折疊的紋路，令萎縮組織得以重整。透過微血管循環，令血管養分增加，從而減淡黑眼圈及排走毒素，消除眼部浮腫，重拾亮采明眸。JET治療頭更可提升整體光澤感，緊緻毛孔。

Safety

安全提拉 不損害任何組織

PURISMA 離子圓錐針針對細緻眼瞼敏感部位，使等離子電能精確地於表皮進行療程，不會對真皮層造成損害，而不會使多餘的熱量波及眼部以外肌膚，同時激活膠原蛋白再生，重拾年輕緊緻。



治療前



2次治療後



無創無傷口

PURISMA 有效提升眼瞼雙側的下垂肌膚，使鬆弛的肌膚變得緊緻，達到猶如微創手術的效果。運用離子圓錐針輕掃眼瞼，不會留下任何疤痕或燒焦傷口，無修復期，療程後可如常化妝工作。



治療前



4次治療後



無創治療

無需外科手術



臨床證明安全可靠

沒有明顯傷口和嚴重疼痛



節省時間

只需極短治療時間



用途廣泛

可適用於各種治療



經濟有效

比手術更便宜